

Mascarilla filtrante tipo FFP2 (KN95)

MASC-FFP2-01



El Pack MASC- FFP2-01 contiene 10 mascarillas filtrantes tipo FFP2 (KN95) con una eficacia de filtración bacteriana superior al 95% con enchance de goma a las orejas. Poseen con pieza nasal flexible para un ajuste seguro y cómodo. Se utilizan principalmente para la protección y aislamiento del cuerpo humano de la entrada de sustancias peligrosas como gérmenes y virus provenientes del entorno. Cumplen con la norma GB2626 clase KN95 equivalente a la FFP2 (Norma EN149). Tamaño: 16,5 x 10,5 cm.

Características de Producto

- Buena protección y estanqueidad
- Diseño ergonómico
- Eficacia de filtración superior al 95%
- Enganche de goma a las orejas
- Pieza nasal flexible para un mejor ajuste
- No estériles
- Fabricadas con material no tejido
- Cumplen con la norma GB2626 clase KN95 equivalente a la FFP2 (Norma EN149)
- Tamaño 16,5 x 10,5 cm
- No lavable
- Desechable
- Uso para la protección y aislamiento del cuerpo humano de la entrada de sustancias peligrosas como gérmenes y virus

