

# Máscara pantalla protección facial vinilo transparente

MASC-PANT-01



Máscara pantalla de protección facial destinada a la protección ocular y de la piel de la cara contra las salpicaduras, gotas o proyecciones de fluidos del cuerpo, como puede ser sangre, estornudos, orina u otras secreciones o excreciones. Esta pantalla no constituye un sistema de protección integral, esto es, aunque cubre todo el rostro no protege otras vías de entrada como puede ser las vías respiratorias, boca o nariz, por lo que deben de ser usadas junto con otros EPI faciales como las mascarillas para vías respiratoria con la clase de protección FFPx que se requiera.

Esta pantalla no está diseñada para ser un filtro contra radiaciones de ningún tipo (IR, UV, solares), un filtro para arcos eléctricos o un filtro para procesos de soldadura, ni para resistir el impacto de partículas sólidas, la exposición a gases o la proyección de metales fundidos o sólidos candentes, ni para otro tipo de uso no citado.

Indicado para la protección de proyecciones líquidas en ambientes sanitarios donde se trate con persona afectadas por COVID-19. Asimismo, su uso es recomendado en ambientes donde la atención al público sea obligada como farmacias, ópticas, supermercados, o establecimientos de comercio y alimentación.

## Características de Producto

- Unisex y talla única
- Ajuste elástico
- Pantalla de acetato (vinilo)
- Visión 180 °
- Ergonómica
- Ligera y fácil de transportar
- Lavable