

# Mascarillas quirúrgicas de 3 pliegues

MASC-QUIT-01



El Pack MASC-QUIT-01 contiene 50 mascarillas quirúrgicas de tipo I o BFE1 (EN 14683) con una eficacia de filtración bacteriana superior al 95% con enchance de goma a las orejas. Poseen con pieza nasal flexible para un ajuste seguro y cómodo. Se utilizan principalmente para la protección y aislamiento del cuerpo humano de la entrada de sustancias peligrosas como gérmenes y virus. Poseen el marcado CE para productos sanitarios según la Directiva 93/42/EEC. Tamaño: 17,5 x 9,5 cm. Color Azul

## Características de Producto

- Mascarilla desechable
- Enganche de goma a las orejas
- Pieza nasal flexible para un mejor ajuste
- No estériles
- Tamaño 17,5 x 9,5 cm
- Fabricadas con material no tejido
- La resistencia a la ventilación para el intercambio de gases en ambos lados de la máscara superior a 49 Pa / cm<sup>2</sup>
- Marcado CE
- Uso para la protección y aislamiento del cuerpo humano de la entrada de sustancias peligrosas como gérmenes y virus